

**Cápsula de evaporación, PTFE**

Saint Gobain

Cápsula de evaporación, PTFE

Esta cápsula de evaporación de PTFE se puede usar para concentrar una solución o para crear precipitados sólidos. La cápsula de evaporación se puede usar como baño estrecho, como cápsula de secado o como tapa de un vaso de precipitados para proteger el contenido del polvo u otros contaminantes. El material de PTFE es irrompible, químicamente inerte, y resiste temperaturas de hasta 288°C. La superficie no adherente es resistente a los tintes y fácil de limpiar. Se caracteriza por un amplio pico para un vertido fácil.

- Químicamente inerte
- Ideal para muestras ultrapuras
- Resiste temperaturas de hasta 288°C



Code	Description	Packaging
LLG06267448	Evaporating dish Chemware® 100ml PTFE,	1 pz.
LLG06267449	Evaporating dish Chemware® 400ml PTFE,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

