

**Probetas graduadas, PFA****Saint Gobain****Probetas graduadas, PFA**

Estas probetas graduadas ofrecen todas las ventajas de los fluoropolímeros inertes antiadherentes. El PFA es resistente a temperaturas de -196°C a 260°C y tiene el menor contenido de iones metálicos. Como resultado, las probetas Chemware® son excelentes para el análisis de trazas de metal.

- Graduaciones fáciles de leer
- Vertido suave, pico sin goteo
- Amplia base para estabilidad



Code	Description	Packaging
LLG06267450	Vol.cylinder Chemware® 10ml PFA, gradua	1 pz.
LLG06267452	Vol.cylinder Chemware® 50ml PFA, gradua	1 pz.
LLG06267453	Vol.cylinder Chemware® 100ml PFA, gradu	1 pz.
LLG06267454	Vol.cylinder Chemware® 200ml PFA, gradu	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

