


**Tarros, PFA****Saint Gobain****Tarros, PFA**

Los tarros de PFA almacenan soluciones, pasta y materiales a granel sin preocuparse por la lixiviación, la corrosión, la contaminación o la evaporación. Son resistentes a líquidos corrosivos, ácidos, solventes, reactivos sensibles y soluciones de tinción. Los tarros de PFA tienen una boca grande para un fácil acceso y una superficie antiadherente para una fácil limpieza. Hay un área para la marca de identificación en el lado de los tarros. Apilables, estos botes tienen una parte superior estriada para un agarre seguro que facilita la apertura y el cierre.

- Químicamente resistentes
- Ultrapuros
- Resistentes al calor y utilizables a temperaturas criogénicas
- Diseño de sello interno secundario para seguridad e integridad
- Ideales para almacenar muestras de digestión



Code	Description	Packaging
LLG06267468	Jar Chemware® 60ml PFA, with screw-lid	1 pz.
LLG06267469	Jar Chemware® 120ml PFA, with screw-lid	1 pz.
LLG06267470	Jar Chemware® 240ml PFA, with screw-lid	1 pz.
LLG06267471	Jar Chemware® 360ml PFA, with screw-lid	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

