

**Frascos lavadores, PFA****Saint Gobain****Frascos lavadores, PFA**

Estos frascos lavadores se caracterizan por una abertura de boca ancha adecuada para el llenado y vertido de todo tipo de líquidos. Una construcción no adherente y fácil de limpiar de fluoropolímero proporciona una resistencia mecánica y una vida flexible superior. Como el PFA contiene la menor concentración de iones metálicos traza de todos los fluoropolímeros, estos frascos son ideales para aplicaciones ultrapuras y trabajos ambientales.

- Boca ancha para un fácil llenado
- Químicamente inertes y a prueba de fugas
- Boquilla flexible con giro de 360°; el pequeño orificio permite la dispensación precisa del contenido
- Transparentes y resistentes a la rotura
- Marcas de graduación moldeadas



Code	Description	Packaging
LLG06267481	Wash-bottle Chemware® 250ml, wide mouth	1 pz.
LLG06267482	Wash bottle Chemware® 500ml, wide mouth	1 pz.
LLG06267483	Wash bottle Chemware® 1000ml, wide mout	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

