

**Bolsas de muestreo, FEP****Saint Gobain****Bolsas de muestreo, FEP**

Hechas de película de fluoropolímero FEP de 5 mil (125 µm), estas flexibles y resistentes bolsas están selladas por calor en los cuatro lados para una completa resistencia química y funcionamiento a prueba de fugas. Son inertes a la mayoría de los productos químicos y tienen una baja permeabilidad que limita la pérdida de muestras. Están disponibles con una válvula de on/off de latón niquelado que acepta tubos flexibles con un diámetro interior de 6,4 mm o con un septum de PTFE/silicona en una carcasa de polipropileno para su uso con una aguja hipodérmica. Estas bolsas de FEP son fáciles de usar. Pueden ser almacenadas por un período ilimitado antes de su uso. Las aplicaciones incluyen el análisis de muestras de gas, la extracción de muestras de aire de los sistemas de escape de las chimeneas, la supervisión de la calidad del aire o la calibración de instrumentos en el campo. Las bolsas están empaquetadas individualmente.

- Químicamente resistentes
- Flexibles
- No contaminarán la muestra



Code	Description	Packaging
LLG06267484	Gas sampling bag Chemware® FEP, Fitting	1 pz.
LLG06267485	Gas sampling bag Chemware® FEP, Fitting	1 pz.
LLG06267486	Gas sampling bag Chemware® FEP, Fitting	1 pz.
LLG06267487	Gas sampling bag Chemware® FEP, Fitting	1 pz.
LLG06267488	Gas sampling bag Chemware® FEP, Fitting	1 pz.
LLG06267489	Gas sampling bag Chemware® FEP, Fitting	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

