

**Bolsas de muestreo, PVDF****Saint Gobain****Bolsas de muestreo, PVDF**

Bolsas reutilizables hechas de película de fluoropolímero PVDF de 2 mil (50  $\mu\text{m}$ ), las Bolsas de Gas Chemware® ofrecen una alternativa económica para el análisis de gases no corrosivos. Las costuras duraderas y termoselladas aseguran un funcionamiento a prueba de fugas. Disponibles con una válvula de on/off de latón niquelado que acepta tubos flexibles de 6,4 mm de diámetro interior o con un septum de PTFE/silicona en una carcasa de polipropileno para su uso con una aguja hipodérmica. Las aplicaciones incluyen la toma de muestras de monóxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, radón y mercaptano. Las bolsas están empaquetadas individualmente. Cuando se utilizan para muestras líquidas, es necesario apoyar las bolsas con una bandeja. Los tamaños y configuraciones personalizados están disponibles a petición.

- Flexibles
- No contaminarán la muestra
- Elección del estilo de ajuste: on/off o septum
- Para su uso en trenes de muestreo de gas
- Uso para la contención de muestras gaseosas o líquidas



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06267492 | Gas sampling bags Chemware® PVF, Fittin | 1 pz.     |
| LLG06267493 | Gas sampling bag Chemware® PVF, Fitting | 1 pz.     |
| LLG06267494 | Gas sampling bag Chemware® PVF, Fitting | 1 pz.     |
| LLG06267495 | Gas sampling bag Chemware® PVF, Fitting | 1 pz.     |
| LLG06267497 | Gas sampling bag Chemware® PVF, Fitting | 1 pz.     |
| LLG06267498 | Gas sampling bag Chemware® PVF, Fitting | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

