

**Molino universal M20**

IKA

**Molino universal M20**

Molino discontinuo adecuado para la molienda seca de sustancias duras y quebradizas.

-La cámara de molienda de doble pared puede ser enfriada con agua a través de dos adaptadores de manguera

-Cámara de molienda extraíble, fácil de limpiar

-Dos cámaras de molienda pueden ser operadas alternativamente usando un solo accionamiento

-Cuchilla M 21 incl. con entrega

**Especificaciones**

**Potencia de entrada/salida del motor:**

**Velocidad: 440/225 W**

**máx. 20000rpm sin carga**

**Protección por sobrecarga: limitador de corriente**

**Rendimiento/carga máxima: 250 ml**

**Material: acero inoxidable (AISI 304)**

**Tamaño de la alimentación: máx. 5 a 7 mm.**

**Dimensiones (An x L x Alt): 170 x 170 x 350mm**

**Peso: 6,6 kg**

**Requisitos de suministro: 230 V /50/60 Hz**

**Grado de protección: IP 21**

**Testado según DIN EN IEC 61010-1.**



| Code        | Description                         | Packaging |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| LLG04007942 | Universal mill M 20 S 9with UK plug | 1 pz.     |
| LLG09737828 | Universal mill M 20                 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

