

**Molino universal M20**

IKA

Molino universal M20

Molino discontinuo adecuado para la molienda seca de sustancias duras y quebradizas.

-La cámara de molienda de doble pared puede ser enfriada con agua a través de dos adaptadores de manguera

-Cámara de molienda extraíble, fácil de limpiar

-Dos cámaras de molienda pueden ser operadas alternativamente usando un solo accionamiento

-Cuchilla M 21 incl. con entrega

Especificaciones

Potencia de entrada/salida del motor:

Velocidad: 440/225 W

máx. 20000rpm sin carga

Protección por sobrecarga: limitador de corriente

Rendimiento/carga máxima: 250 ml

Material: acero inoxidable (AISI 304)

Tamaño de la alimentación: máx. 5 a 7 mm.

Dimensiones (An x L x Alt): 170 x 170 x 350mm

Peso: 6,6 kg

Requisitos de suministro: 230 V /50/60 Hz

Grado de protección: IP 21

Testado según DIN EN IEC 61010-1.



Code	Description	Packaging
LLG04007942	Universal mill M 20 S 9with UK plug	1 pz.
LLG09737828	Universal mill M 20	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

