

**Molino de mortero PULVERISETTE 2****Fritsch****Molino de mortero PULVERISETTE 2**

Para la molienda húmeda y seca de muestras duras, semiduras, blandas, quebradizas y sensibles a la temperatura para su análisis, control de calidad y prueba de materiales. Incluso muele muestras difíciles con estructuras húmedas, fibrosas o elásticas utilizando nitrógeno líquido. Y también es excelente para mezclar u homogeneizar sólidos o líquidos orgánicos e inorgánicos.

- Resultados de molienda reproducibles y precisos
- Ajuste preciso y lectura de la presión del mortero
- Cortos tiempos de molienda y mezcla
- Libre de pérdidas y polvo

Tamaño máximo de la alimentación: 8 mm

Volumen máximo de la muestra: hasta 190 ml

Finura final: 10 ... 20  $\mu\text{m}$

Requisitos de suministro: 100-120/200-240 V/1~ , 50/60 Hz, 300 W

Dimensiones (An x L x Alt): 310 x 460 x 410 mm

Peso neto: 24 kg



Code	Description	Packaging
LLG09738200	Mortar mill pulverisette 2,w/	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

