

**Varillas de agitación, fluoropolímero de PTFE[®]****Saint Gobain****Varillas de agitación, fluoropolímero de PTFE[®]**

Contienen un inserto de acero totalmente cerrado para la rigidez, pero puede ser doblado en varias formas para ser usado como un agitador motorizado. Resistentes al calor hasta 288°C y completamente inertes a los reactivos altamente corrosivos. Las propiedades antiadherentes facilitan la limpieza.

- Inertes a los corrosivos
- Fáciles de limpiar
- Se pueden doblar en formas



Code	Description	Packaging
LLG06267420	Stirring rod Chemware® 200mm dia. 6mm,	1 pz.
LLG06267421	Stirring rod Chemware® 250mm dia. 6mm,	1 pz
LLG06267422	Stirring rod Chemware® 300mm dia. 6mm,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

