


**Bolas, PTFE**

Saint Gobain

Bolas, PTFE

Las bolas de PTFE minimizan los golpes durante la ebullición. Son inertes y se pueden usar hasta 288°C. 100 bolas por paquete.

- Para el relleno de columnas y lechos mixtos
- Resistentes a la mayoría de sustancias químicas
- No contaminantes



Code	Description	Packaging
LLG09012453	PTFE balls 3mm pack of 100/100	100 pz.
LLG09012456	PTFE balls 6mm pack of 100/100	100 pz.
LLG09012459	PTFE balls 9mm pack of 100/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

