



Molinos planetarios de bolas PULVERISETTE 5/6 classic line

Molinos planetarios de bolas PULVERISETTE 5/6 *classic line*

Ideales para la molienda fina rápida y sin pérdidas de materiales duros, semiduros, quebradizos y fibrosos, en seco o en suspensión, en las áreas de geología, mineralogía, metalurgia, cerámica, investigación de materiales, aleaciones mecánicas, farmacéutica, química, biología, preparación de muestras para análisis.

La muestra puede ser procesada desde unos pocos mg hasta varios kg en una amplia gama de niveles de finura hasta menos de 1 μm . Son especialmente fáciles de manejar y rápidos y fáciles de limpiar. Son adecuados para un uso continuo y pesado y garantizan una sujeción segura de los cuencos de molienda.

Hay disponibles piezas de molienda de 7 materiales diferentes para proporcionar una máxima protección contra la contaminación no deseada. Además de la reducción de tamaño, los molinos de bolas planetarios también pueden utilizarse para mezclar y homogeneizar emulsiones y pastas o para la aleación y activación mecánica.

FRITSCH también ofrece una *línea premium* de molinos planetarios Generation, para una molienda rápida de alta tecnología hasta el rango nano, única en el mundo en cuanto a funcionamiento, rendimiento y seguridad, una nueva clase de referencia. La información sobre la *línea premium* del Molino Planetario PULVERISETTE 5 y la *línea premium* del Micro Molino Planetario PULVERISETTE 7 se puede encontrar en la tienda online de LLG.

Tamaño máximo de la alimentación: 10 mm

Finura final: 1 μm

Tamaños de vaso de molienda: 80, 250, 500 ml

Requisitos de suministro: 100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz

Dimensiones (An x L x Alt): 370 x 530 x 500 mm PULVERISETTE 6 *classic line*

580 x 670 x 570 mm PULVERISETTE 5 *classic line*



Code	Description	Packaging
LLG09738255	Planetary mill pulverisette 5 w.4 grind	1 pz.
LLG09738257	Planetary mill pulverisette 5 w.2 grind	1 pz.
LLG09738300	Planetary ball mills,Pulverisette 6,w/o	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

