


**Protectores Bytac[®] Bench**

Protectores Bytac[®] Bench, película de FEP con revestimiento de vinilo o aluminio. Inerte a la mayoría de sustancias químicas. No adherente, fácil de limpiar - se utiliza para recubrir mesas y campanas de humos lineales. Permite rontastar la superficie de trabajo para visualizar cambios de color durante los análisis volumétricos. Protege las superficies frente a la absorción de sustancias químicas radioactivas. Se recomienda el revestimiento de vinilo para aplicaciones de hasta 93°C. El revestimiento a base de lámina de aluminio es resistente a altas tmperaturas de hasta 182°C durante una hora.



Code	Description	Packaging
LLG09106300	BYTAC®-Foil 635mm, Vinyl FEP coated, se	1 PZ



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

