



Sellador de placas SuperSealer

Thermo Elect.LED GmbH
(Matrix)

Sellador de placas SuperSealer

Para sellar tubos 2D abiertos con juntas SepraSeal.

Asegúrese de sellar adecuadamente las placas, los bloques y las gradillas de los tubos de almacenamiento con el Thermo Scientificä SuperSealer. Puede escoger entre sellar individualmente utilizando las esteras Thermo Scientificä Matrixä SepraSeal para el manejo de líquidos y la accesibilidad de un solo tubo, o sellar placas y bloques enteros para el almacenamiento con Thermo Scientificä Nuncä CapMats.

- Simplifica el sellado de placas, bloques y gradillas a cualquier altura, sin necesidad de ajustes, garantizando un sello seguro y consistente
- Una vez se coloca el sello junto con la placa, el bloque o la gradilla en el cajón, simplemente se tiene que cerrar la puerta para iniciar el sellado
- Diseñado para trabajar con las esteras Thermo Scientificä Matrixä SepraSeal, sellos Nuncä CapMats o cualquier sello de cinta adhesiva pre-cortado, independientemente de la opción de sellado

Material de suministro: Sellador de placas SuperSealer (110-240 V) incl. casquillo automático, cinta, aplicador de la estera SepraSeal





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

