

**Crisoles de porcelana LLG, bajos****LLG Labware****Crisoles de porcelana LLG, bajos**

Según la norma DIN 12904. Esmerilados. Alta resistencia térmica y química. Ideales para el calentamiento y la fusión de materiales.

Pedir las tapas por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09250900	LLG-Porcelain crucible 1/30 DIN5 ml, 30	1 pz
LLG09250901	LLG-Porcelain crucible 1/35 DIN10 ml, 3	1 pz
LLG09250902	LLG-Porcelain crucible 1/40 DIN17 ml, 4	1 pz
LLG09250903	LLG-Porcelain crucible 1/45 DIN21 ml, 4	1 pz
LLG09250904	LLG-Porcelain crucible 1/50 DIN24 ml, 5	1 pz
LLG09250905	LLG-Porcelain crucible 1/60 DIN63 ml, 6	1 pz
LLG09250906	LLG-Porcelain crucible 1/70 DIN91 ml, 7	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

