

**Tomamuestras/Tamiz Chemware<sup>®</sup>, PFA****Saint Gobain****Tomamuestras/Tamiz Chemware<sup>®</sup>, PFA**

Resistentes a la mayoría de los productos químicos, los artículos son ideales para aplicaciones ultrapuras y uso con medios agresivos. El diseño del mango permite que el recipiente se enganche en el borde de la nave, eliminando el goteo de fluidos corrosivos en la superficie circundante. Utilizar con contenedores que tengan al menos una abertura de 80 mm. El tamaño de la malla del tamiz está disponible en 1,0 mm.

- No es contaminante y es resistente a la mayoría de los productos químicos
- Resistencia química superior
- Concentración más baja de iones metálicos que cualquier otro fluoropolímero
- Ideal para la clasificación gruesa o el drenaje de medios agresivos
- Maneje los ganchos sobre el borde del recipiente para el drenaje



Code	Description	Packaging
LLG06267475	Dipper Chemware® PFA, dia. 76mm, L 180m	1 pz.
LLG06267477	Dipper Chemware®, mw.1,0mm PFA, dia. 76	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

