

**Electrodo de pH Eutech, no rellenable****Saint Gobain****Electrodo de pH Eutech™, no rellenable**

Electrodo de pH de cuerpo plástico de uso general. Se utiliza con todos los medidores de pH con conector de entrada BNC.

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 13

Sensor de temperatura: no

Longitud / Diám.: 90 x 12 mm

Electrolito: Electrolito de referencia

Diafragma: Pin HDPE poroso



Code	Description	Packaging
LLG07630281	pH electrode Plastic body 2junction BNC+	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

