

**Hidrómetros ASTM****Ludwig Schneider****Hidrómetros ASTM**

Hidrómetros de precisión conforme a ASTM E2995-14 para determinar la densidad del aceite mineral con termómetro "sin mercurio".

Hidrómetro con termómetro, límite de error para densidad: $\pm 0,5$ kg/m, con termómetro de -20 a $+65^{\circ}\text{C}$ en 1°C , relleno azul, límite de error $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Con certificado de trabajo si se solicita. Con relleno azul, ecológico. Cada artículo en tubo de plástico para protegerlo de la rotura.



Code	Description	Packaging
LLG06267132	Precision-ASTM-thermometer Type S500HL-	1 pz.
LLG06267133	Precision-ASTM-thermometer Type S501HL-	1 pz.
LLG06267134	Precision-ASTM-thermometer Type S502HL-	1 pz.
LLG06267135	Precision-ASTM-thermometer Type S503HL-	1 pz.
LLG06267136	Precision-ASTM-thermometer Type S504HL-	1 pz.
LLG06267137	Precision-ASTM-thermometer Type S505HL-	1 pz.
LLG06267138	Precision-ASTM-thermometer Type S506HL-	1 pz.
LLG06267139	Precision-ASTM-thermometer Type S507HL-	1 pz.
LLG06267140	Precision-ASTM-thermometer Type S508HL-	1 pz.
LLG06267141	Precision-ASTM-thermometer Type S509HL-	1 pz.
LLG06267142	Precision-ASTM-thermometer Type S510HL-	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

