

**Hidrómetros ASTM****Ludwig Schneider****Hidrómetros ASTM**

Hidrómetros de precisión conforme a ASTM E2995-14 para determinar la densidad del aceite mineral con termómetro "sin mercurio".

Hidrómetro con termómetro, límite de error para densidad: $\pm 0,5$ kg/m, con termómetro de -20 a +65°C en 1°C, relleno azul, límite de error ± 1 °C. Con certificado de trabajo si se solicita. Con relleno azul, ecológico. Cada artículo en tubo de plástico para protegerlo de la rotura.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06267132 | Precision-ASTM-thermometer Type S500HL- | 1 pz. |
| LLG06267133 | Precision-ASTM-thermometer Type S501HL- | 1 pz. |
| LLG06267134 | Precision-ASTM-thermometer Type S502HL- | 1 pz. |
| LLG06267135 | Precision-ASTM-thermometer Type S503HL- | 1 pz. |
| LLG06267136 | Precision-ASTM-thermometer Type S504HL- | 1 pz. |
| LLG06267137 | Precision-ASTM-thermometer Type S505HL- | 1 pz. |
| LLG06267138 | Precision-ASTM-thermometer Type S506HL- | 1 pz. |
| LLG06267139 | Precision-ASTM-thermometer Type S507HL- | 1 pz. |
| LLG06267140 | Precision-ASTM-thermometer Type S508HL- | 1 pz. |
| LLG06267141 | Precision-ASTM-thermometer Type S509HL- | 1 pz. |
| LLG06267142 | Precision-ASTM-thermometer Type S510HL- | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

