

**Tenacillas con revestimiento de fluoropolímero de PTFE****Saint Gobain****Tenacillas con revestimiento de fluoropolímero de PTFE**

Las tenacillas de acero inoxidable están cubiertas con una capa extrafuerte y antiadherente de PTFE y tienen la misma gran característica que las espátulas recubiertas de PTFE.

- Mango de agarre opuesto para un fácil manejo
- Tornillo de tensión recubierto que no se corroe
- La mandíbula contorneada permite el manejo de crisoles y otros objetos
- Puntas cónicas para un mejor agarre; redondeadas para mayor seguridad
- Uso para la manipulación de materiales químicamente activos



Code	Description	Packaging
LLG06267479	Tong Chemware® 240mm stainless steel, P	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

