

**Espátulas con revestimiento de fluoropolímero de PTFE****Saint Gobain****Espátulas con revestimiento de fluoropolímero de PTFE**

Estas espátulas se han diseñado para su uso en las condiciones más severas del laboratorio. Son de acero inoxidable revestidas de níquel y de un revestimiento de fluoropolímero. El revestimiento elimina las formaciones superficiales o la pérdida de muestra valiosa debido a la adherencia. No dañarán ni rallarán superficies delicadas.

- Revestimientos de PTFE extraduros
- Resistente a bajas y altas temperaturas
- Uso para el manejo de materiales químicamente activos



Code	Description	Packaging
LLG09220940	Double spatula Chemware® 200 mmwith PTF	1 pz
LLG09220945	Spoon spatula Chemware® 225 mmwith PTFE	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

