

**Bombas manuales para bidones, acero inoxidable****Bürkle****Bombas manuales para bidones, acero inoxidable**

De acero inoxidable V2A y PTFE.

Para la dispensación segura de líquidos con un punto de inflamación bajo. La carga electrostática se puede disipar a través de los accesorios del juego antiestático y la conexión de rosca del tambor. No es adecuado para acetona.



Code	Description	Packaging
LLG06083463	Barrel pumps, Removable discharge tube	1 pz.
LLG06802513	Drum hand pump, stainless steel360 mm i	1 pz.
LLG09001340	Drum hand pump, stainless steel, PTFEim	1 pz.
LLG09001341	Drum hand pump, stainless steel, PTFEim	1 pz.
LLG09001362	Drum hand pump, stainless steel570 mm i	1 pz.
LLG09001363	Drum hand pump, stainless steel910 mm i	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

