



## Mini-Incubadora CULTURA<sup>®</sup> M con multirack

### Mini-Incubadora CULTURA<sup>®</sup> M con multirack

La Mini-Incubadora CULTURA<sup>®</sup>M ha sido diseñada específicamente para la incubación, tanto de láminas de cultivo como de placas Petri, para la detección de bacterias, hongos y levaduras. Gracias a su pequeño tamaño puede ser transportada a cualquier lugar donde necesite ser utilizada. La incubadora CULTURA<sup>®</sup>M tiene una capacidad interna de aproximadamente 4L. Se utiliza en el diagnóstico médico y en el análisis de aguas residuales. La puerta transparente permite ver el interior de la incubadora sin necesidad de abrirla. Suministrada con una gradilla multirack para 18 laminocultivos y un termómetro.

#### Especificaciones

**Rango de temperatura: 25 hasta 45°C**

**Uniformidad de temperatura:  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$**

**Capacidad: 4 l**

**Dimensiones externas (L x An x Alt): 310 x 168 x 155 mm**

**Dimensiones internas (L x An x Alt): 220 x 150 x 120 mm**

**Peso: 1,1 kg**

**Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz**

**Garantía: 2 años**



Code	Description	Packaging
LLG06280441	CULTURA M Incubator (230 V) with Mult/1	1 pz.
LLG06280442	Mini-Incubator CULTURA® M inclusive Mult	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

