

**Cristales de reloj, PTFE**

Saint Gobain

**Cristales de reloj, PTFE**

Este plato cóncavo de poca profundidad es ideal para sostener, pesar, cristalizar, evaporar y secar pequeñas muestras de líquidos, polvos y sólidos. También puede utilizarse como cubierta convexa para vasos de precipitados y frascos Erlenmeyer para limitar los contaminantes en el aire, permitiendo al mismo tiempo el intercambio de gases. Todos los tamaños se moldean con el mismo contorno para facilitar el apilamiento. El material de PTFE a prueba de fragmentos es resistente a los productos químicos y fácil de limpiar.

- Inertes, químicamente resistente
- Lisos e irrompibles
- Pueden usarse como tapas de vasos de precipitados



Code	Description	Packaging
LLG06267620	Uhrenglas Chemware® dia. 75mm PTFE	1 pz.
LLG06267621	Watch glass Chemware® dia. 100mm PTFE	1 pz.
LLG06267623	Watch glass Chemware® dia. 150mm PTFE	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

