

**Capucha Tyvek<sup>®</sup> IsoClean<sup>®</sup>, estéril**

Capucha DuPont™ Tyvek<sup>®</sup> IsoClean<sup>®</sup>, con tiras para atar, modelo IC 668 B WH CS, capucha estéril disponible en blanco y en una talla. Abertura completa en la cara con lazos y ataduras. Las prendas Tyvek<sup>®</sup> se componen de polietileno de alta densidad brillante, que aporta un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek<sup>®</sup> es permeable a aire y vapor de agua, repele líquidos a base de agua y aerosols. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras (hasta de 1 micra de tamaño). No lleva silicona. Se utilizan prendas a base de Tyvek<sup>®</sup> IsoClean<sup>®</sup> en las industrias de fabricación de dispositivos médicos, farmacéuticos, de biotecnología y electrónica, así como en otros entornos críticos o controlados.

- Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
- Lavada y esterilizada con rayos gamma
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10<sup>-6</sup>
- Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y partículas.
- Accesibilidad completa a toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad disponibles
- Caja de 100 piezas, envasadas individualmente





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

