

**Protectores de zapatos desechables Tyvek[®] IsoClean[®], estéril**

Protector de zapato DuPont™ Tyvek[®] IsoClean[®], modelo IC 458 B WH MS. Protector de zapato estéril en blanco y en tallas.M y XL Gomas de fijación elásticas escondidas en tobillos y suela totalmente antideslizante. Las prendas Tyvek[®] consisten en polietileno de alta densidad brillante, que aporta un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek[®] es permeable a aire y vapor de agua, repele líquidos a base de agua y aerosols. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras (hasta de 1 micra de tamaño). No lleva silicona. Se utilizan prendas a base de Tyvek[®] IsoClean[®] en las industrias de fabricación de dispositivos médicos, farmacéuticos, de biotecnología y electrónica, así como en otros entornos críticos o controlados.

- Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
- Lavada y esterilizada con rayos gamma
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶
- Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y partículas.
- Accesibilidad completa a toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad disponibles
- Caja de 100 x 2 pares, pares envasados individualmente





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

