

Protectores de zapatos desechables Tyvek<sup>®</sup> IsoClean<sup>®</sup>, est&eacute;ril

**DuPont de Nemours** 

## Protectores de zapatos desechables Tyvek® IsoClean®, estéril

Protector de zapato DuPont™ Tyvek® IsoClean®, modelo IC 458 B WH MS. Protector de zapato estéril en blanco y en tallas.M y XL Gomas de fijación elásticas escondidas en tobillos y suela totalmente antideslizante. Las prendas Tyvek® consisten en polietileno de alta densidad brillante, que aporta un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable a aire y vapor de agua, repele liquidos a base de agua y aerosols. Ofrece una barrera excelente contra partículas finas y fibras (hasta de 1 micra de tamaño). No lleva silicona. Se utilizan prendas a base de Tyvek® IsoClean® en las industrias de fabricación de dispositivos medicos, farmacéuticos, de biotecnología y electrónica, asi como en otros entornos criticos o controlados.

- -Esta prenda no tiene certificado de la CE como prenda de protección química
- -Lavada y esterilizada con rayos gamma
- -Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
- -Costuras atadas: costura herméticamente cosida cubierta de tela de la prenda para reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquido y partículas.
- -Accesibilidad completa a toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad disponibles
- -Caja de 100 x 2 pares, pares envasados individualmentes







Code	Description	Packaging
LLG09390073	Over boot Tyvek® IsoClean®, size S white	100 paia





www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System