

**Toallitas para sala limpia Sontara[®] MicroPure, poliéster/celulosa****Toallitas para sala limpia Sontara[®] MicroPure, poliéster/celulosa**

Estilos no tejidos Sontara[®]MicroPure (pulpa de madera/poliéster) tratados para su uso en sala limpia, que combinan absorbencia de una fibra natural con la limpieza y resistencia de una fibra sintética en el mismo tejido. No se utilizan aglutinantes ni tratamientos químicos en su fabricación. La elevada limpieza y pureza se garantizan por un contenido iónico y un nivel extraíble mínimos así como por una generación de partículas extremadamente baja por parte de la propia materia. Los estilos de tejido ofrecen una absorbencia de partículas y líquido elevada debido a su contenido en celulosa.



Code	Description	Packaging
LLG09390185	Cleanroom tissues MicroPure Typ MP 100 f	150 pz.
LLG09390186	Cleanroom tissues MicroPure Typ MP 100 f	300 pz.
LLG09390187	Cleanroom tissues MicroPure AP fleece, 3	150 pz.
LLG09390188	Cleanroom tissues MicroPure AP fleece, 2	300 pz.
LLG09390189	Cleanroom tissues MicroPure MP SV fleece	250 pz.
LLG09390190	Cleanroom tissues MicroPure MP SV fleece	500 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

