

**Agitador magnético MIX 1 y MIX 1 eco**

02-mag

Agitador magnético MIX 1 y MIX 1 eco

Accionamiento inductivo sin desgaste, potente, hasta 10 litros, 100-2000 rpm, controlador interno con 20 vatios, pantalla digital, ajuste de potencia de 4 pasos para alta potencia con respecto a los medios grandes y viscosos y potencia reducida para un funcionamiento continuo sin calentamiento, SoftStart ajustable para diferentes volúmenes/viscosidad. 3 años de garantía. Hecho en Alemania.

MIX 1 eco

Idéntico a la MIX 1, pero de precio optimizado, hasta 3 litros, rango de velocidad 120 -1400 rpm, extremadamente robusto, operación simple por perilla de velocidad y escala.

Especificaciones MIX 1 // MIX 1 eco

Volumen máx. de agitación (H2O): 10 l // 3 l

Potencia del motor: 10 W // 20 W

Posiciones de agitación: 1

Rango de velocidad: 100 ... 2000 // 120 ... 1400 min-1

Temperatura ambiente admisible: -10 ... 50 °C

Humedad permitida: 80 %

Pantalla: digital // analógica

Dimensiones (An x L x Alt): 188 x 238 x 38 mm // 120 x 120 x 35 mm

Peso: 3,4 kg // 1,4 kg

Grado de protección: IP 65

Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09645954	Magnetic stirrer MIX 1with internal con	1 pz.
LLG09645955	Magnetic stirrer MIX 1 ecowith internal	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

