

**Agitador magnético MIX 1 y MIX 1 eco****02-mag****Agitador magnético MIX 1 y MIX 1 eco**

Accionamiento inductivo sin desgaste, potente, hasta 10 litros, 100-2000 rpm, controlador interno con 20 vatios, pantalla digital, ajuste de potencia de 4 pasos para alta potencia con respecto a los medios grandes y viscosos y potencia reducida para un funcionamiento continuo sin calentamiento, SoftStart ajustable para diferentes volúmenes/viscosidad. 3 años de garantía. Hecho en Alemania.

**MIX 1 eco**

Idéntico a la MIX 1, pero de precio optimizado, hasta 3 litros, rango de velocidad 120 -1400 rpm, extremadamente robusto, operación simple por perilla de velocidad y escala.

**Especificaciones MIX 1 // MIX 1 eco**

**Volumen máx. de agitación (H<sub>2</sub>O): 10 l // 3 l**

**Potencia del motor: 10 W // 20 W**

**Posiciones de agitación: 1**

**Rango de velocidad: 100 ... 2000 // 120 ... 1400 min<sup>-1</sup>**

**Temperatura ambiente admisible: -10 ... 50 °C**

**Humedad permitida: 80 %**

**Pantalla: digital // analógica**

**Dimensiones (An x L x Alt): 188 x 238 x 38 mm // 120 x 120 x 35 mm**

**Peso: 3,4 kg // 1,4 kg**

**Grado de protección: IP 65**

**Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG09645954	Magnetic stirrer MIX 1with internal con	1 pz.
LLG09645955	Magnetic stirrer MIX 1 ecowith internal	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

