

**Tomamuestras de inmersión, PP****Bürkle GmbH****Tomamuestras de inmersión, PP**

Para la extracción sencilla de muestras líquidas. Buena visibilidad gracias a los tubos transparentes. Extremo superior con válvula de reflujo, extremo inferior con válvula de bola. Muestreo de todas las capas y puntos posible.



Code	Description	Packaging
LLG06054419	Powerlift 100 cm, PP transparent, Ø 22mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

