



Matraces aforados, DURAN[®], clase A, graduación en azul, forma trapezoidal, con tapón de PE

Matraces aforados, DURAN[®], clase A, graduación en azul, forma trapezoidal, con tapón de PE

Calibrado en IN(TD). Con identificación del lote mediante fecha y certificado de conformidad de acuerdo a DIN 12600. Esmerilado con tapón de poliestireno.

Marca anular y graduación en esmaltado azul de acuerdo a DIN EN ISO 1042

Para estos productos se entregan además certificados de calibración del lote gratis, que se pueden crear e imprimir en www.hirschmannlab.com. Se dispone también de informes de calibración individuales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG06290843	Volumetric flask 1ml, cl.A, DURAN NS 7/1	2 pz.
LLG06290844	Volumetric flasks 2ml, cl.A, DURAN NS 7/	2 pz.
LLG06290845	Volumetric falsk 5ml, cl. A, DURAN NS 7/	2 pz.
LLG06290846	Volumetric flask 5ml, cl.A, DURAN NS 10/	2 pz.
LLG06290847	Volumetric flask 10ml, cl.A, DURAN NS 7/	2 pz.
LLG06290848	Volumetric flask 10ml, cl.A, DURAN NS 10	2 pz.
LLG06290849	Volumetric flask 20ml, cl.A, DURAN NS 10	2 pz.
LLG06290850	Volumetric flask 25ml, cl.A, DURAN NS 10	2 pz.
LLG06290851	Volumetric flask 50ml, cl.A, DURAN NS 12	2 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

