



## Escobillones de limpieza LLG

LLG Labware

### Escobillones de limpieza LLG

Excelentes herramientas para lavar y limpiar todo tipo de botellas de laboratorio, frascos, tubos, condensadores, buretas, etc. El material de los escobillones está fabricado con fibra/perlón de la más alta calidad para una larga vida útil. El vástago del escobillón está fabricado con alambre de acero retorcido a prueba de corrosión. El mango del escobillón está fabricado con polipropileno y ofrece una extrema facilidad de manejo y uso del escobillón. El diseño único del mango permite colgar el escobillón en un lugar conveniente para que sea fácil de alcanzar. La parte superior de la esponja esférica permite el acceso a todos los rincones de los utensilios de laboratorio y garantiza unos resultados de limpieza perfectos.



Code	Description	Packaging
LLG06267293	LLG-Cleaning brush 845mm20x125 mm, f/10	10 pz.
LLG06267294	LLG-Cleaning brush L=460 mm70x130 mm/10	10 pz
LLG06267295	LLG-Cleaning brush L=460mm50x110 mm,/10	10 pz.
LLG06267296	LLG-Cleaning brush L=380 mm40x110 mm/10	10 pezzi
LLG06267297	LLG-Cleaning brush L=295 mm25x100 mm/10	10 pezzi
LLG06267298	LLG-Cleaning brush L=235 mm12x80 mm,/10	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

