

**Lupa de mesa****LLG Labware****Lupa de mesa**

- Lupa de mesa multifuncional con una potencia de aumento de 2x y 4x dependiendo de la ubicación de la vista
- Se puede manejar con una sola mano
- 4 bombillas LED con control de encendido/apagado
- La posición de la lente de aumento y el ángulo de iluminación se pueden ajustar individualmente mediante el sistema flexible de cuello de cisne
- Iluminación sin parpadeos sin generación de calor
- Las lentes esféricas proporcionan imágenes esféricas libres de aberraciones y distorsiones con nitidez de borde a borde



Code	Description	Packaging
LLG06267406	LLG-Magnifier with illumination2X / 4X	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

