

**Lupa de mano con iluminación****Isolab****Lupa de mano con iluminación**

- Lupa de mano con aumentos de 3X y 5X (dependiendo de la ubicación de la vista)
- Diseño ergonómico del mango
- La lente esférica proporciona imágenes esféricas libres de aberraciones y distorsiones con nitidez de borde a borde
- Bombilla LED con control de encendido/apagado
- Ángulo de iluminación ajustable



Code	Description	Packaging
LLG06267407	Loupe de poche avec éclairage, Grossiss	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

