

**Cristal de aumento de bolsillo****Isolab****Cristal de aumento de bolsillo**

- Perfecto cristal de aumento para leer impresiones mínimas con potencia de aumento de 2X
- Potente iluminación superbrillante gracias a 3 LEDs con control on/off.
- Diseño ergonómico que permite un movimiento intuitivo en el material de lectura
- Suministrado con una bolsa protectora blanda





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

