




## Pinza para tubo, acero inoxidable

### Pinza para tubo, acero inoxidable

Ideal para sujetar tubos calientes o para calentar tubos de ensayo de hasta un diámetro de 30mm. Fabricada a partir de acero inoxidable con un mango para el dedo. Con un brazo largo para cogerla mejor y evitar el contacto entre dedos y la llama. Resistencia elevada al calor hasta 100°C



Code	Description	Packaging
LLG06202530	Reagenzglasalter 130 mm Typ 1, vernick	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

