




Pinza para tubo, acero inoxidable

Pinza para tubo, acero inoxidable

Ideal para sujetar tubos calientes o para calentar tubos de ensayo de hasta un diámetro de 30mm. Fabricada a partir de acero inoxidable con un mango para el dedo. Con un brazo largo para cogerla mejor y evitar el contacto entre dedos y la llama. Resistencia elevada al calor hasta 100°C



Code	Description	Packaging
LLG06202530	Reagenzglasalter 130 mm Typ 1, vernick	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

