

**Contador digital****Isolab****Contador digital**

Un contador eficaz y práctico con una carcasa robusta y con acabado cromado. Ideal para contar células sanguíneas, colonias bacterianas, gotas de líquido o cualquier otro paso repetitivo con un nivel de conteo de hasta 9999. El práctico contador digital presenta un pomo de restablecimiento rápido, una ventana de lente para facilitar la lectura y un anillo para el dedo para un agarre seguro.



Code	Description	Packaging
LLG06267411	Tally counter, digital up to 9999	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

