

**Multigradilla para bombas de jeringa Legato[®] 200 y Legato[®] 210**


Se pueden comprar gradillas modulares para crear una bomba de jeringa multicanal.

Estas gradillas funcionarán sólo con la Legato[®] 200 o la Legato[®] 210. Todas ellas podrían ser para infusión solamente también.

Multigradilla de jeringas pequeñas: La multigradilla de jeringas pequeñas puede contener hasta seis jeringas de 30 a 60 ml o hasta diez jeringas de 0,5 µl a 20 ml. Para aplicaciones de infusión/extracción.

Multigradilla de jeringas grandes: La multigradilla de jeringas grandes puede acomodar hasta cuatro jeringas de plástico de 60ml a 140ml. Para aplicaciones de infusión/extracción.

Multigradilla de jeringas de microlitros: La multigradilla de jeringas de microlitros puede contener hasta cuatro jeringas de 0,5 µl a 10 ml. Para aplicaciones de infusión/extracción.



Code	Description	Packaging
LLG06267703	Multirack for 6 syringes 30-60ml or 10	1 pz.
LLG06267704	Multirack for 4 syringes 60-140ml	1 pz.
LLG06267705	Multirack for 4 syringes 0,5µl-10ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

