


**Multigradilla para bombas de jeringa Legato<sup>®</sup> 200 y Legato<sup>®</sup> 210**

Se pueden comprar gradillas modulares para crear una bomba de jeringa multicanal. Estas gradillas funcionarán sólo con la Legato<sup>®</sup> 200 o la Legato<sup>®</sup> 210. Todas ellas podrían ser para infusión solamente también.

**Multigradilla de jeringas pequeñas:** La multigradilla de jeringas pequeñas puede contener hasta seis jeringas de 30 a 60 ml o hasta diez jeringas de 0,5 µl a 20 ml. Para aplicaciones de infusión/extracción.

**Multigradilla de jeringas grandes:** La multigradilla de jeringas grandes puede acomodar hasta cuatro jeringas de plástico de 60ml a 140ml. Para aplicaciones de infusión/extracción.

**Multigradilla de jeringas de microlitros:** La multigradilla de jeringas de microlitros puede contener hasta cuatro jeringas de 0,5 µl a 10 ml. Para aplicaciones de infusión/extracción.



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06267703 | Multirack for 6 syringes 30-60ml or 10 | 1 pz.     |
| LLG06267704 | Multirack for 4 syringes 60-140ml      | 1 pz.     |
| LLG06267705 | Multirack for 4 syringes 0,5µl-10ml    | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

