

**Gradilla para tubos de centrifuga, ABS****Isolab****Gradilla para tubos de centrifuga, ABS**

Se puede utilizar para tubos con un diámetro de hasta 16 mm. La gradilla se suministra como unidad "lista", sin necesidad de montaje. La parte inferior de cada compartimento del tubo tiene un dedo de silicona que sujeta el tubo en posición centralizada. No se recomienda para autoclave. Capacidad para hasta 50 tubos en formato 5 x 10.



Code	Description	Packaging
LLG06255802	Tube rack with silicone grips	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

