

**Gradilla para tubos de centrifuga, PP**

Isolab

**Gradilla para tubos de centrifuga, PP**

Adecuada para guardar tubos de centrifuga de 15 ml y 50 ml con base cónica. Solamente se empujan los tubos en las cavidades y ya está. Diseño único con extremo angular para conseguir apilamiento y ahorro de espacio. Facil identificación de las muestras por la referencia numérica.



Code	Description	Packaging
LLG06267412	Rack for centrifuge tubes 15mm PP, 5x5	1 pz.
LLG06267413	Rack for centrifuge tubes 50mm PP, 5x5	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

