

**Gradilla para tubos de centrifuga, PP****Isolab****Gradilla para tubos de centrifuga, PP**

Adecuada para guardar tubos de centrifuga de 15 ml y 50 ml con base cónica. Solamente se empujan los tubos en las cavidades y ya está. Diseño único con extremo angular para conseguir apilamiento y ahorro de espacio. Facil identificación de las muestras por la referencia numérica.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06267412 | Rack for centrifuge tubes 15mm PP, 5x5 | 1 pz. |
| LLG06267413 | Rack for centrifuge tubes 50mm PP, 5x5 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

