

**Gradilla para tubos, ABS**

Isolab

Gradilla para tubos, ABS

Fabricada a base de ABS de alta densidad "modificado" que permite el uso de la gradilla en baños de agua. Las gradillas se pueden enlazar formando un sistema múltiple. Compartimentos espaciosos para tubos con tapones de rosca y volumen de 15 y 50 ml. Diseño único que permite una adaptación perfecta de los tubos y una visión fácil de su contenido. Las clavijas sujetan firmemente los tubos que se mantienen rectos incluso después del tratamiento en autoclave. Sistema de interbloqueo para unir las gradillas en múltiples hileras.



Code	Description	Packaging
LLG06267416	Rack for centrifuge tubes 15ml ABS, 5x1	1 pz.
LLG06267417	Rack for centrifuge tubes 50ml ABS, 5x5	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

