

**Portaprovette con coperchio, 2 divisioni, PP****ISOLAB**

Portaprovette con coperchio, 2 divisioni, PP. Per lo stoccaggio di microprovette. Il rack ha due lati e ogni lato accoglie una dimensione e una combinazione di provette per microcentrifuga diversa. Il primo lato può contenere 96 provette da 1,5 ml, e l'altro lato 48 provette da 0,5 ml e anche 96 provette da 0,2 ml. Fornito con un coperchio in polipropilene trasparente che copre il rack e protegge le provettine da polvere e altri elementi. Indice alfanumerico sul bordo del rack che permette una facile identificazione delle provette.



Code	Description	Packaging
LLG06267418	Portaprovette con coperchio, 2 divisioni, in PP	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

