


**Multigradilla de PCR, PP**

Isolab

**Multigradilla de PCR, PP**

Totalmente esterilizable en autoclave. Esta gradilla de almacenamiento/trabajo con tapa se ha diseñado para trabajar con distintos volúmenes de PCR al mismo tiempo. Puede alojar hasta 32 tubos de PCR de 0,2 ml, 24 piezas de 1,5 / 2,0 ml y 16 piezas de 0,5 ml. Los lugares para los tubos tienen un registro alfanumérico para una fácil identificación de la muestra. La gradilla también tiene una tapa transparente para visualizar las muestras. Los paneles laterales en los 4 lados permiten la escritura o el etiquetado.



Code	Description	Packaging
LLG06255805	PCR work station	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

