


**Multigradilla de PCR, PP****Isolab****Multigradilla de PCR, PP**

Totalmente esterilizable en autoclave. Esta gradilla de almacenamiento/trabajo con tapa se ha diseñado para trabajar con distintos volúmenes de PCR al mismo tiempo. Puede alojar hasta 32 tubos de PCR de 0,2 ml, 24 piezas de 1,5 / 2,0 ml y 16 piezas de 0,5 ml. Los lugares para los tubos tienen un registro alfanumérico para una fácil identificación de la muestra. La gradilla también tiene una tapa transparente para visualizar las muestras. Los paneles laterales en los 4 lados permiten la escritura o el etiquetado.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|------------------|-----------|
| LLG06255805 | PCR work station | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

