



Accesorios de tapón para tubos criogénicos LLG, de PP

LLG Labware

Accesorios de tapón para tubos criogénicos LLG, de PP

Disco para el tapón con inserto en forma de estrella. Para la codificación por colores de criotubos y la rápida identificación de las muestras.



Code	Description	Packaging
LLG09401170	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401171	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401172	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401173	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401174	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401175	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

