



Accesorios de tapón para tubos criogénicos LLG, de PP

LLG Labware

**Accesorios de tapón para tubos criogénicos LLG, de PP**

Disco para el tapón con inserto en forma de estrella. Para la codificación por colores de criotubos y la rápida identificación de las muestras.



Code	Description	Packaging
LLG09401170	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401171	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401172	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401173	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401174	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.
LLG09401175	LLG-Insert cap disks for cryotubes/ 1000	1000 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

